

EQUIPMENT FOCUS



Behandeleenheden verkrijgbaar in 3 ergonomische families

Classe A:

Spittoon en behandelstoel
bewegen synchroon

Classe L:

Spittoon en behandelstoel bewegen
onafhankelijk van elkaar

Classe R:

Unit die met een paar snelle eenvoudige handelingen
geconverteerd kan worden van een unit voor
rechtshandigen naar een unit voor linkshandigen

Een uitgebreid aanbod topmerken

Henry Schein is uniek in de markt met haar uitgebreid assortiment aan equipment. Wij grijpen post-IDS met beide handen de kans om, naast het basisaanbod, een aantal innovaties te laten zien in deze brochure.



Elke behandeleenheid kan - afhankelijk van uw behoefte en specialisaties - uitgebreid worden met allerlei handige instrumenten en accessoires. Welke configuratie u ook kiest, alle instrumenten en accessoires zijn volledig geïntegreerd in de elektronica van de unit.



A5

- Watereenheid aan de stoel gemonteerd
- Hangende slangen, zweep, cart, orthomodule
- Kleuren LCD touchscreen
- Geschikt voor endodontologie



A6

- Watereenheid aan de stoel gemonteerd
- Hangende slangen of zweep, met touchscreen
- Uitgebreide verticale positionering van de zitting mogelijk



A7

- Watereenheid aan de stoel gemonteerd
- Hangende slangen of zweep
- 7" multitouch HD bedieningsscherm
- Endodontologie en implantologie mogelijkheden



L6

- Watereenheid aan de stoel gemonteerd
- Hangende slangen, zweep of parallelversnelling
- LCD touchscreen



L9

- Watereenheid op de vloer gemonteerd
- Zweep of parallelversnelling
- 7" multitouch HD bedieningsscherm
- Stoel in zittende positie in te stellen



R7

- Watereenheid op de vloer gemonteerd
- Hangende slangen, cart, losse behandelstoel
- Volledig modulair op te bouwen

Intego Pro - Intego / Intego Pro Turn Prestaties waarop u kunt rekenen



Intego Pro

- Behandeleenheid met een compacte waterenheid voor een optimaal ruimtegebruik.
- EasyPad bedieningspaneel voor eenvoudige, intuïtieve bediening.
- Compact assistentelement met veel bewegingsvrijheid.
- Controleerbare waterkwaliteit met autonoom waterflessysteem.
- Verkrijgbaar als TS model met hangende slangen of als CS model als zweep variant.
- Geïntegreerd, allesomvattend hygiëneconcept voor optimale resultaten.
- EasyTouch aanraakscherm en geïntegreerd voetbedieningsconcept voor gemakkelijke en intuïtieve bediening.
- Flexibel assistentelement, geschikt voor behandeling met twee of vier handen.
- Vele uitrustingsopties met een mooie toegevoegde waarde.
- Verkrijgbaar als TS model met hangende slangen of als CS model als zweep variant.



Intego / Intego Pro Turn

- Verkrijgbaar als TS model met hangende slangen of als CS model als zweep variant.
- EasyTouch aanraakscherm en geïntegreerd voetbedieningsconcept voor gemakkelijke en intuïtieve bediening.
- Meer bewegingsvrijheid: dunne rugsteun voor optimaal comfort
- Geoptimaliseerde plaatsing van instrumenten: perfecte coördinatie van tandarts- en assistentelementen, flexibele positionering van de extra tray in de zweeparm en hangende slangmodellen
- Groot comfort voor de patiënt: zachte aandrijving van de stoel, armleningen, Vario-voetensteun, comfortabele bekleding, ErgoMotion
- Flexibele hoofdsteunen: vlakke of dubbel scharnierende hoofdsteun
- Perfecte resultaten, zowel klinisch als esthetisch



U vraagt uitmuntendheid wat u krijgt met Teneo

Dit innovatieve gamma van Sirona evolueert constant om aan uw behoeften van morgen te kunnen voldoen.

Het betekent een consistente keuze voor iedereen die vandaag en in de toekomst wil werken met de meest moderne en comfortabele technologie, terwijl de hoge normen van kwaliteit, design en workflow behouden worden. Met een variëteit aan opties en het innovatieve, op maat gemaakte bedieningsconcept is TENEO een investering met het oog op de toekomst.

Sinius CS

Ontwerp met zweepparm

Tandartselement 240° draaibaar voor optimale positionering. Maximale reikwijdte van de instrumentenslangen is 90 cm. Ideaal voor de meest uiteenlopende behandelingssituaties, of u nu alleen of in een team werkt.



Sinius maximale efficiëntie

Side Delivery

Uniek ergonomisch behandelconcept. Tandartselement gemakkelijk heen en weer verplaatsbaar. Draaibaar tandartselement zorgt ervoor dat alles binnen handbereik is.



Sinius TS

Ontwerp met arm over de patiënt (hangende slangen)

Ergonomische positionering van de tray, onafhankelijk van het tandartselement.

TECNO DENT ERGONOMIC INNOVATION

Linda Next

De Linda Next stoel belichaamt het symbool van de filosofie van Tecnodent. Duurzame elegantie en design, zachte pure lijnen, perfecte combinatie van polyurethaan en metaal voor absolute betrouwbaarheid en optimale ergonomie. Linda Next biedt totale bewegingsvrijheid, ook voor kleine kamers.



Krachtig en flexibel, ergonomisch en functioneel, met een liftcapaciteit tot 300 kg. Met een uitgebreid pakket aan opties en accessoires is de Linda Next geschikt voor iedere hedendaagse, veeleisende tandartspraktijk.

- Flexibele stoelposities; van volledig plat tot staand niveau
- Voorinstap; ideaal voor prothesewerk
- Deelvervanging
- Voorzien van soft foam
- Voet- en handbediening
- Keuze uit verschillende hoofdsteunen



KAVO

Nu
€ 7.000,-
voordeel
(E70)



KaVo Estetica™

E80/E70 Vision

- Ergonomisch ontworpen zwevende stoel met een positie tot 900 mm hoogte, die heel wat bewegingsruimte toelaat
- Aanraakscherm met een mooi ontworpen controleconcept voor directe toegang tot alle belangrijke functies
- Hygiëncentrum met geïntegreerde en verwijderbare adapters voor instrumenten en afzuigleidingen voor automatisch reinigen en desinfecteren

E80

- Stoel in de hoogte verstelbaar voor een onovertroffen comfort voor de patiënt
- Gemotoriseerde horizontale aanpassing om het werk te vergemakkelijken



Nu
€ 6.000,-
voordeel

KaVo Estetica™

E50 Life

- Een moderne tandartsenstoel met een uitzonderlijke ergonomie voor een nog comfortabelere behandeling
- Intuïtief en gebruiksvriendelijk tandartselement met een grote display waarbij alle relevante functies snel en eenvoudig beschikbaar zijn
- De hoogste hygiënestandaard dankzij een continue desinfectie en intensieve sanering, HYDROCLEAN en verwijderbare delen
- Flexibele extra's en verschillende integratie-opties (bv endofunctie) wat tijdsbesparend werkt



KaVo Estetica™

E30

- Betaalbaar instapmodel in de KaVo wereld
- Eenvoudig en intuïtief systeem voor dagelijks gebruik
- KaVo kwaliteit en betrouwbaarheid bij elke geringste detail
- Ideaal voor rechts- en linkshandige tandartsen, volledig afgestemd op uw behoeften



Nu
€ 5.000,-
voordeel

KaVo Primus™

1058 Life

- Een goede investering, kostenefficiënt en kwalitatief hoogstaand, wat blijkt na meer dan 40.000 geïnstalleerde units
- Ergonomische stoel voor een optimale behandeling en patiëntencomfort
- Een intuïtief bedieningsconcept met een geïntegreerd scherm voor een eenvoudige workflow zonder overbodige obstakels
- Hoge flexibiteit - de unit kan zowel voor rechts-als linkshandigen worden ingericht

Comfort Pack - Nu €1.000,- korting



Focus

Intra-orale röntgenbuis

De Focus intra-orale röntgenbuis is zeer stabiel, maar toch licht en gemakkelijk hanteerbaar. Het toestel kan gemakkelijk met 1 hand gepositioneerd worden. En de beweging stopt wanneer u dat wil, dankzij het ADM (anti-drift mechanism) in de schaararm. Dit innovatieve design zorgt voor een volledige immobiliteit na het positioneren wat essentieel is om correcte klinische beelden te bekomen.



KaVo OP 3D Pro

De meest uitgebreide 3-in-1 voor de gehele maxillofaciale regio

De ORTHOPANTOMOGRAPH™ OP 3D Pro, door KaVo™, gebruikt de nieuwste 3D- en 2D-technologieën voor uw voordeel. Het vlekkeloze ontwerp en de veelzijdigheid van het moderne 3-in-1 platform vormen de maatstaf voor volledige maxillofaciale beeldvorming.

GXS-700

De intra-orale sensor technologie voor directe beeldopname.

De GXS-700, ontworpen voor het vervangen van het werken met filmen of voor het upgraden van het reeds bestaande digitaal systeem, verhoogt het prestatieniveau van digitale sensoren.

Deze sensoren zijn eenvoudig in gebruik, duurzaam en dragen bij tot het verbeteren van de werking in uw praktijk door het werken met innovatieve en excellente dentale oplossingen.



KaVo OP 3D Vision

Ongeacht welke tandheelkundige vraag u wellicht heeft, het KaVo ORTHOPANTOMOGRAPH™ OP 3D Vision röntgensysteem is het antwoord. Of het nu gaat om implantologie, chirurgie, endodontie, TMJ, analyse van ademhalingswegen of orthodontie. Zelfs met complexe indicaties is een snelle diagnose en eenvoudige creatie van behandelplannen verzekerd.





KaVo Scan eXam One

Scan eXam One - Snelle en betrouwbare digitale intra-orale beeldvorming

Duidelijke en scherpe KaVo Scan eXam One-intraorale afbeeldingen reproduceren grijswaarden nauwkeurig om de vereiste diagnostische informatie zelfs in de kleinste details weer te geven. Plaats gewoon de imagingplaat.

KaVo Scan eXam

Fosforscanner - snel, rechtstreeks en ingenieus digitaal

De Scan eXam fosforplaatsscanner levert consistent gedetailleerde beelden met uitstekend contrast. Snelheid moet niet inboeten voor hoge beeldkwaliteit. De beeldverwerking is niet gevoelig voor onder- of overbelichting en kan aangepast worden naargelang de gebruikersvoorkeuren.



KaVo OP 3D

Met de KaVo OP 3D is een röntgensysteem zo gekozen. Het is een compleet röntgenplatform met gebruiksvriendelijke functies die gedurende de hele workflow van dentale beeldvorming kunnen worden gebruikt. Met zijn veelzijdige beeldvormingsprogramma's en intuïtieve gebruikersinterface biedt de KaVo OP 3D in al zijn verschillende configuraties uitstekende beeldvorming voor tandartsen, orthodontisten en zelfs maxillofaciale chirurgen.

Maar het grootste voordeel is toch wel het ORTHOceph™ Plus systeem. Dat is een nieuw innovatief en gepatenteerd systeem waardoor u voor cefalometrische beeldvorming niet meer moet kiezen voor links of rechts. Dat biedt niet alleen tijdswinst, maar is ook uitermate positief voor de levensduur van de sensor (want die moet niet meer van plaats gewisseld worden).

Vraag uw vertegenwoordiger naar de **scherpe leasedeals van KaVo!**

Gezien op de

DENTSPLY SIRONA pakte tijdens de IDS uit met enkele leuke nieuwe accessoires op het gamma behandel-eenheden.

- In de eerste plaats met enkele nieuwe tijdloze designkleuren voor de bekleding en de lak, en voor het stikwerk van de lounge bekleding.
- Daarnaast met de mogelijkheid om uw initialen te laten borduren op de lounge hoofdsteunen van de modellen Teneo en Sinius, in de kleur van het stikwerk.
- En tenslotte met de Limited Gold Edition van Teneo: lak in goudkleur, lounge bekleding met stikwerk in goudkleur en gepersonaliseerd borduurwerk van de hoofdsteun in dezelfde goudtint.



Nieuw in het aanbod is de Theo werkstoel, een stoel met zadelsit voor een perfect gebalanceerde werkhouding. En dankzij het zitoppervlak dat u makkelijk zelf kunt regelen, geniet u van een optimaal bewegingscomfort.

Theo is verkrijgbaar in twee formaten, afhankelijk van uw lichaamslengte en in alle mogelijke bekledingskleuren, ook die van de lounge-reeks.

MELAtherm 10 Evolution

Instrumenten wassen, desinfecteren en actief drogen deed u al met MELAtherm 10.

In het derde kwartaal van 2019 brengt **MELAG** de MELAtherm 10 Evolution op de markt met tal van nieuwe en unieke innovaties bovenop de gekende specificaties:

- groot Smart-Touch Display met handige video-handleidingen
- ProControl batch approval proces om tijd te besparen
- AquaBoost technologie: voor een betere reiniging en meer capaciteit (tot 23 handstukken en turbines per cyclus)
- MELAconnect app waarmee u het volledige proces kunt monitoren waar en wanneer u wilt



Nieuw!

Anthos Venus Led MCT

Of u nu een chirurgische behandeling doet, gaatjes vult of een kleurbehandeling uitvoert, u werkt graag in een perfect verlichte omgeving. Met Venus Led MCT haalt u een toplamp in huis. MCT ofte Multi Colour Temperature heeft 3 verschillende instellingen: 4300K warm licht voor chirurgie, 5000K neutraal licht voor gewone tandheelkunde en 5500K koud licht voor kleurbehandelingen.

Stoelen met "sliding movement" technologie

Vanaf juli zijn de nieuwste modellen van **ANTHOS** verkrijgbaar met "sliding movement". Dankzij de "sliding" functie op de patiënten-stoel moet u niet langer de lamp en de instrumenten herpositioneren tijdens de behandeling.



De beweging van de rugsteun wordt gesynchroniseerd met de voorwaartse verschuiving van de zetel. Resultaat: meer werkcomfort voor u en meer comfort voor uw patiënt.

Bekleding van de behandelstoel in traagschuim

Laatste nieuwtje: de bekleding is voortaan - en dit voor alle kleuren - ook beschikbaar in traagschuim. Meer steun en meer comfort voor de patiënt, ideaal dus voor behandelingen van langere duur.



Vanaf april 2019 is de RELAXline Soft Upholstery verkrijgbaar in een nieuwe frisse tint: Agave, naast de al gekende kleuren Graphite en Cashmere. Geschikt voor de behandelstoelen Estetica E70/E80 Vision, Estetica E50 Life en Primus 1058 Life.

Aanvullend lanceert **KAVO** een compleet nieuw design in Agave voor de Estetica E70/ E80 Vision waarbij bepaalde onderdelen van de unit ook in Agave worden gelakt.



De RELAXline bekleding is een buitengewoon comfortabel traagschuim bedekt met zacht en soepel materiaal:

- het voelt aan als leder
- het heeft een gecertificeerde antimicrobiële bescherming
- het designstiksel is met de hand afgewerkt



Heliodent Plus

- veilige en intuïtieve bediening
- flexibiliteit dankzij 3 verschillende armlengtes
- kan ook bediend worden buiten de radiologiekamer dankzij de functie met afstandsbediening
- robuuste kwaliteit verzekert de duurzaamheid van het toestel



Nieuw!

Orthophos E

Voor uw eerste stappen in de wereld van de digitale beeldvorming is er de Orthophos E. Dankzij de Csl sensor technologie en het rechttoe rechtaan gebruik maakt u met de Orthophos E betrouwbare beelden voor een accurate diagnose.



Xios Scan

- vlotte start in de wereld van digitale radiografie
- eenvoudige workflow
- hoge beeldkwaliteit
- beeldplaatjes van verschillende afmetingen
- automatische detectie van het plaatje
- compacte en kwaliteitsvolle verwerking



Xios XG Select

- hoge kostenefficiëntie
- uitstekende beeldkwaliteit
- WiFi optie
- gemakkelijk te vervangen kabel

Xios XG Supreme

- uitstekende beeldkwaliteit
- de dynamische verscherpingstool optimaliseert beelden individueel
- WiFi optie voor draadloze beeldtransmissie
- gemakkelijk te vervangen kabel

In de Orthophos-familie worden de XG-modellen vervangen door twee nieuwe modellen: Orthophos E en Orthophos S 2D/3D



Orthophos SL 2D

De ORTHOPHOS SL 2D biedt de hoogste beeldkwaliteit voor veeleisende diagnoses met de laagste dosis. Het toestel kan uitgerust worden met een optionele cefalo-arm en een 3D module om mee te groeien met uw praktijk.



Orthophos SL 3D

ORTHOPHOS SL 3D is het nieuwste lid van de succesvolle Sirona-familie. Het wint punten op functionaliteit, kwaliteit en design.



Nieuw!

Orthophos S 2D/ 3D

Voor iets intensiever gebruik is de Orthophos S 2D/3D dan weer een meer dan degelijke oplossing. De Orthophos S 2D/3D is een unieke upgradable all-in-one imaging unit:

- ongelooflijk scherpe panoramische 2D beelden (dankzij de 2D Csl plus sensor met autofocus)
- 3D beelden met de stralingsdosis van een 2D
- HD beelden met 80 µm resolutie

Maak perfecte digitale afdrukken met Primescan van Dentsply Sirona

Dentsply Sirona brengt met **Primescan** een nieuwe intraorale scanner op de markt voor perfecte digitale afdrukken. Zowel van één tand als van een volledige onder- of bovenkaak.

Voordelen van Primescan

- scant tot 20 mm diep
- ook moeilijk toegankelijke zones
- meer dan 500.000 afbeeldingen per seconde

De scanner wordt geleverd met een buitengewoon intuïtief en ergonomisch werkstation:

- 16:9 touchscreen en touchpad
- op maat instelbaar
- snel en makkelijk te ontsmetten
- tot 60 minuten werkzaam zonder aansluiting

U kunt kiezen uit twee software configuraties:

- Primescan AC met Connect software: u stuurt uw gegevens door naar uw vaste preferente partners via een veilige en geëncrypteerde gegevensverbinding.

Het is mogelijk om te upgraden naar een volledige chairside workflow.

- CEREC Primescan AC met CEREC software: volledige "chairside" workflow (u doet alles in-house). De data kunnen op verschillende manieren worden geëxporteerd en de workflow is volledig geautomatiseerd dankzij artificiële intelligentie.



NextDent[®]

3D-printen opnieuw gedefinieerd

De nieuwe NextDent 100 met Figure™ -3D printtechnologie en de ruime keuze aan tandheelkundige printmaterialen zorgen voor een ongeëvenaard breed indicatiegebied (12 indicaties in een scala van 30 NextDent biocompatibele materialen).

Een greep uit de vele toepassings-mogelijkheden: splints, tijdelijke kronen, surgical guide, IBT, orthodontische modellen, modellen voor kronen en bruggen...

Zo hebt u al een opbeetplaat in minder dan 10 minuten voor slechts 3 euro aan print vloeistof.

Futudent

De Futudent producten bieden een serie met interessante mogelijkheden voor iedere mondzorgprofessional. Het gebruik van video is tegenwoordig een integraal deel van de dentale educatie. Met video is verslaglegging, case presentatie en evaluatie op een eenvoudige en duidelijke manier te realiseren. Er zijn meerdere toepassingen mogelijk voor het gebruik van video in de tandartspraktijk. Futudent maakt het dagelijks gebruik van video bij elke patiëntbehandeling mogelijk. Bijvoorbeeld bij mondhygiëne instructie, persoonlijke behandelplannen, verzekeringskwesties, documenteren, studiegroepen, samenwerking en skills training. Video verslaglegging legt alles vast en is daarmee de meest effectieve manier om te gebruiken voor patiëntcommunicatie.



LED-lamp ALYA CAM

De eerste plafondlamp voor tandartsen met geïntegreerde camera. De combinatie van licht van hoge kwaliteit (50.000 Lux, 5.000 K en 97 CRI) met een uitstekende videocamera maakt van de Alya Cam de ideale LED-lamp voor uw praktijk. De "all-in-focus" van deze lamp concentreert zich op een veel bredere regio dan een camera met autofocus. Resultaat: u hoeft minder bewegingen maken met de lamp/camera.

Extra weetjes:

- Video en foto's kunnen via mail worden gedeeld met het volledige dentale team
- Lamp en camera kunnen bediend worden met een voetpedaal
- Hou er ook rekening mee dat lamp en camera een verschillende levensduur hebben: de gemiddelde levensduur van de lamp bedraagt 10 jaar, terwijl de audiovisuele technologie een stuk sneller evolueert.

Dr Mach

LED 130 Dental P

De LED 130 Dental P heeft een dentale stand met een wit rechthoekig lichtveld van 13 x 8 cm groot. Deze stand heeft een lichtopbrengst van 40.000 lux. Door de uitstekende daglichtkleur van 95%, herkent de behandelaar zelfs de kleinste nuances in het behandelgebied. Hierdoor is het aangenaam werken en geeft dit een natuurlijk contrast.

Ook beschikt de LED 130 Dental P over een composiet stand met een geel rond lichtveld van 12 cm groot en een lichtopbrengst van 65.000 lux. Deze composiet stand zorgt ervoor dat u composiet kunt aanbrengen met voldoende licht zonder dat het te snel uithardt.



Kwalitatief hoogstaande producten van MELAG

Verkrijgbaar als enkelvoudige oplossing. Of als compleet systeem.



Wassen en desinfecteren met melatherm®10

Geïntegreerde documentatie, actieve droging, een meetmodule en een dosering voor het wasmiddel: alles is inbegrepen in de prijs. De MELATHERM zorgt voor een geoptimaliseerde praktische ruimte en biedt uitzonderlijk veel waar voor uw geld.



Verpakken met melaseal®100+

Een doorlopend verwarmd sealapparaat voor het sealen van doorzichtige sterilisatiezakjes. Met zijn korte opwarmtijd, energiebesparende modus en veranderend LED-lampje voor ieder bedieningsstadium biedt de MELASEAL een gebruiksvriendelijke oplossing voor tandheelkundige praktijken die uitzonderlijk hoge veiligheidsnormen stellen.



Steriliseren met vacuklav®41 b+ evolution

Dit toestel steriliseert in een recordtempo en is uitgerust met een extra groot en intuïtief werkend kleurentouchscreen. De gebruiker kan zo de documentatie en goedkeuringsprocedures beheren met een minimum aan inspanningen en rompslomp. Met een laadcapaciteit van 9 kg is de Vacuklav de best presterende stoomsterilisator in zijn categorie.



Documentatie en goedkeuring via melatrace®

Een nieuwe software voor de volledige documentatie en traceerbaarheid van de instrumentenbehandeling. De intuïtieve gebruikersinterface en de eenvoudige bediening zorgen voor de hoogste veiligheidsnormen en een uitstekende gebruikerstevredenheid.



Steriliseren met vacuklav®31 b+

Het innovatieve ontwerp van de Vacuklav 31 B + biedt tegelijkertijd snelle werktijden en veelzijdigheid op het gebied van opname en veiligheid. De geïntegreerde bewaking en regeling van de Vacuklav 31 B+ voorkomt bedieningsfouten en verzekert een hoogwaardige sterilisatie en maximale zachtheid voor uw instrumenten.



Premium Class Autoclaven klasse B

- compacte en universele sterilisatiekamer met 9 kg laadvermogen
- hoogste documentatieniveau via geïntegreerde CF-kaart of directe aansluiting op het netwerk
- release en batch-documentatie software inbegrepen! Geen bijkomende software of pc nodig!
- optionele labelprinter MELAprint 60 gemakkelijk te installeren
- extra grote kleurendisplay voor gemakkelijke bediening van de autoclaaf
- kostenbesparing in de praktijk door lange duurtijd tussen 2 servicebeurten
- record processtijden (10 of 17 min incl. drogen) Optimale droogresultaten
- gepatenteerde doublechamber voorverwarmings-technologie
- sterilisatie-unit ø 250 mm



Pro Class Autoclaven klasse B

- veelzijdige, betrouwbare en in de praktijk uitgeteste autoclaaf
- gepatenteerde luchtgekoelde gefractioneerde vacuümpomp
- korte programmacycli, bvb 20 minuten voor snel programma S
- gemakkelijk te bedienen, eenvoudige documentatie mogelijk
- toekomstbestendig. Voldoet aan alle eisen van de dentale en chirurgische werkomgeving
- onverpakte instrumenten zijn klaar in slechts 15 minuten
- sterilisatie-unit ø 250 mm

A17 / A 22

Deze 17- of 22-liter autoclaven zijn uitgerust met een gepatenteerde stoomgenerator die een hoge kwaliteit verzadigde stoom levert. Het hydraulisch systeem en de vacuümpomp zorgen voor extreem korte en snelle cycli en heeft derhalve een laag waterverbruik. De autoclaven beschikken over een LCD-display met gebruiksvriendelijke cycli en menu's. Kan tot 5 trays of 3 cassettes verwerken.

Veiligheid: drieluik-deursysteem • Datalogging • Geleidbaarheidssensor



A17+ / A22+

Deze 17- of 22-liter autoclaven met ingebouwde stoomgenerator en dubbele vacuümpomp zijn geschikt om meerdere cycli na elkaar te draaien en zijn daarnaast uitermate snel in gebruik. Een volwaardige B-cyclus kan in minder dan 30 minuten worden voltooid. De sterilisatiekamer is volledig gemaakt van gepolijst roestvrij staal. Dit zorgt voor een langere levensduur en een constant hoog niveau van de sterilisatiekwaliteit. Kan tot 5 trays of 3 cassettes verwerken.

Cyclusmenu • Uitgestelde start • Traceerbaarheid van gebruiker en proces • Wifi-verbinding



Tethys H10 Plus

De evolutie van desinfectie

De wereld van desinfectie is niet langer dezelfde. Tethys H10 Plus brengt in 1 enkel proces de kracht van water, de energie van warmte en het vermogen van ultrasone golven samen, om zo maximale veiligheid, uitmuntende processnelheid en gebruiksgemak te garanderen.

- droging met hete lucht, voor een perfect resultaat
- tot ¼ reductie van het zoutverbruik
- meer gevalideerde detergents
- Air Gap kit om het probleem van mogelijke besmetting van de watertoevoer te vermijden
- optie: Wi-Fi



Reinigings- en desinfectieautomaat PG8581

- **Verwarmingspomp met variabele snelheid.** Alleen bij Miele Professional: de spoeldruk past zich perfect aan veranderende eisen.
- **EcoDry door gepatenteerde AutoOpen-functie.** Sneller drogen: aan het einde van het opwerkingsprogramma wordt de deur van het apparaat automatisch geopend.
- **Optimale reinigingsprestaties.** Optimale reiniging en desinfectie: Miele Professional-apparaten overtuigen in alle toepassingsgebieden.
- **Optimale spoeldruk.** Uitstekende verwerkingsresultaten en efficiënt gebruik van hulpbronnen door perfect op elkaar afgestemde spoeldruk.
- **Korte batchtijden.** Snelle en grondige voorbereiding met innovatieve technologie.
- **Lage verbruikswaarden.** Uitstekende prestaties en zuinigheid door efficiënte processen.
- **Spatvrij wascompartiment.** Perfecte hygiëne door geoptimaliseerde geometrie en laserlassen.
- **Sprayarm.** Betrouwbare reinigingsprestaties door de snelheid van de sproeiarm te bewaken.
- **Geïntegreerde doseerpomp.** Geïntegreerde doseerpompen maken snelle en nauwkeurige dosering van vloeibare media mogelijk.
- **Hoge capaciteit.** Optimale batchgrootten voor alle vereisten in de praktijk, kliniek, laboratorium en industrie.
- **Laag verbruik.** Uitstekende kosteneffectiviteit bij de behandeling in de praktijk en in het laboratorium.

DAC Universal Touch

De nieuwe DAC Universal reinigt, smeert en desinfecteert tot 6 instrumenten in amper 15 minuten, inclusief afkoeling. Naast hand- en hoekstukken en turbines, kunt u met deze thermodesinfector ook ultrasone tips, koppelstukken voor multifunctionele spuiten en volle instrumenten behandelen, en dat allemaal met één simpele druk op de knop. Zonder chemicaliën. Met zijn intuïtief aanraakscherm is de DAC Universal eenvoudig te gebruiken. Een aanwinst voor elke moderne praktijk.



Jumper - brede zitting

Het anatomisch gevormde zadel kantelt automatisch je bekken waardoor je rug een natuurlijke en ontspannen houding aanneemt. Op een Score zadelkruk zit je comfortabel gezond en actief.



Amazone balance - smalle zitting

De zadelkruk heeft een anatomisch gevormd zadel dat de bekken kantelt en zorgt voor een ontspannen rughouding. Het instelbare Balance mechanisme beweegt mee in de richting van de gebruiker waardoor men als het ware balanceert op de zadelzitting. Deze actieve manier van zitten bevordert de doorbloeding en traint en versterkt de rugspieren.

De draaibare ring bepaald de mate van beweging. Hoe strakker de ring wordt gezet, hoe minder beweging en vice versa. De Amazone is de smallere versie van de Jumper.



jörg & sohn

Dentalift 12013

- beveiligd onderstel met 5 dubbele zwenkwielen voor harde vloeren
- in hoogte verstelbaar door gasveer middels hendel
- ergonomisch gevormde zitting en rugleuning, volledig verstelbaar
- hoogte van de rugleuning volledig verstelbaar
- hoogte van de stoel: 47 - 66 cm
- levertijd 6-8 weken



Röntgenstoel RöWa 4050

- muurmontage
- plaatsbesparend en praktisch
- zitting met stabiele montage op de vloer
- kantelbare zitting
- zitting en rugleuning met ergonomische bekleding
- rugleuning met geïntegreerde velcro riem voor volledig aanpasbare hoofdsteun



Sciszor

Stoel zonder gewichtinstelling met driehoekige zitting en een unieke schaarmechaniek



Dynamic

Ergonomische werkstoel met gewichtinstelling en automatische kanteling voor een verbeterde werkhouding

De mobiele dentale unit Smart Port Premium van BPR Swiss is de perfecte partner voor als u op verplaatsing tandzorgen wil verlenen. Een volledige behandelunit inclusief compressor en afzuiging worden samengebracht in een compact geheel van slechts 11 kilo.

De geïntegreerde elektrische motor en scaler, beiden uitgerust met LED-verlichting, maken integraal deel uit van het geheel. De Smart Port bestaat in 2 versies. En de Premium versie is zelfs uitgerust met een digitaal controlesysteem met 30 vrij te selecteren programma's voor oa de draaisnelheid en torque van de instrumenten. De efficiëntie van de elektrische micromotor, scaler en afzuiging verschillen niet van een permanent geïnstalleerde unit in de praktijk.

Bij aankoop van de Smart Port Premium, wordt de Denta-Trolley meegeleverd – een koffer voor al uw consumables en instrumenten waar de Smart Port Premium op kan bevestigd worden voor lange afstanden.

Het geheel kan snel opgesteld en terug gedemonteerd worden. Mocht uw permanent geïnstalleerde unit toch defect zijn, kan u uw patiënten blijven ontvangen en behandelen door de Smart Port Premium in te schakelen.

Eigenschappen:

- 1 3-functiespuit met steriliseerbare tips
- 1 elektrische micromotor met LED-licht en 30 programma's (0-40.000 rpm)
- 1 elektrische scaler met LED-licht
- Afneembare instrumentenleidingen
- Sprayregeling op elk instrument
- Geïntegreerd spraywatersysteem voor spuit en instrumenten
- 1 spraywatertank van 0.75 liter
- 1 chirurgische zuiger 220l/min - aanpasbare adapter voor speekselzuiger
- 1 afzuigcontainer 1 liter
- Drukregelingsfilter
- Stevige wind- en waterdichte constructie
- Afneembare cover vooraan
- Voetpedaal
- Geïntegreerde geruisloze olievrije compressor (max. druk 4 bar)



MINIMAX-VAC

High-tech in miniatuurversie

MINIMAX-VAC is een draagbaar plug-and-play afzuigingstoestel

- 3,9 kg
- Afzuiging 220 L/min
- Plug and play
- Denta-bag
- Continue werking
- Full performance



Aanbieding van Dürr Dental

VistaScan Mini Familie



VistaScan Mini View



VistaScan Mini Plus



VistaScan Mini Easy

Tot wel
€ 1.000,-
korting op de
adviesprijs!

» Bij inruil van uw oude scanner, sensor of ontwikkelapparaat krijgt u tot wel **€ 1.000,-** korting op de advies verkoopprijs. Vraag uw dental depot naar de voorwaarden.

Actieperiode: 01/06/2019 - 30/09/2019





Veluwezoom 16, 1327 AG Almere
Hoenderkamp 18, 7812 VZ Emmen
036 53 58 601
info@henryschein.nl
www.henryschein.nl

Dit is een uitgave van Henry Schein. Niets van deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt zonder de uitdrukkelijke toestemming van Henry Schein. Het copyright van deze uitgave berust uitsluitend bij Henry Schein. Aan de inhoud van deze uitgave is de uiterste zorg besteed. Niettemin zijn wijzigingen in modellen, prijzen en specificaties en druk- en zetfouten voorbehouden. Henry Schein kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade voortvloeiend uit ge- of misbruik van de inhoud. De genoemde prijzen zijn vrijblijvend in euro's, netto en excl. BTW tenzij anders vermeld. Op al onze leveringen en diensten zijn de algemene leverings- en verkoopvoorwaarden van de VGT van toepassing, zoals gedeponeerd bij de K.v.K. Utrecht onder nummer 40410718. Tevens zijn deze opgenomen in onze catalogus en op onze website. Een exemplaar wordt u op aanvraag kosteloos toegezonden.